

Pe+NAD 诊间用PCR检测系统



全新智能型PCR平台

更快速、诊间专用PCR!

让你在1小时内马上得知PCR检测结果



PetNAD

快速、简易、高灵敏度的诊间用PCR检测系统

+ 高灵敏、高准确度

聚合酶链锁反应技术(PCR)是公认最灵敏且最准确的分子生物检测技术。**PetNAD**应用隔絕式恒温聚合酶链锁反应技术(Insulated Isothermal PCR, iiPCR), 其灵敏度可达10 copies, 效能等同于real-time PCR!

+ 超轻巧

POCKIT 是为**PetNAD** iiPCR系统独家专利制造。17吋、4.5公斤轻巧机身, 任何地方都可以是实验室, 适合兽医院诊间使用设计。

+ 人性化操作介面

- 应用快速、简易的离心管柱核酸提取法。
- 冻干保存的PCR试剂, 可室温运送。
- 试剂采单一包装, 减少使用时污染疑虑。
- 结果直接显示于触控屏幕, 实验数据自动储存于SD卡。



+ 产品线

- 犬瘟热检验套组
- 犬焦虫检验套组
- 犬小焦虫检验套组
- 犬小病毒检验套组
- 犬小病毒检验套组

· 更多產品即將推出 ·



+ 试剂规格

PetNAD 核酸提取试剂套组	
内容物	50反应/组
萃取时间	15分钟

PetNAD 检测试剂套组	
内容物	24反应/组
灵敏度	高达10 copies/rxn



POCKIT核酸分析仪	
样品处理量	8个/批次
光学波长	520nm, 550nm
尺寸规格	28x25x8.5cm(WxDxH)
电力规格	100-240V, 50/60Hz, AC
反应时间	低于1小时
重量	约4.5公斤

瑞基海洋生物科技股份有限公司
台湾台中市中部科学园区科园二路19号
Tel: 886-4-2463-9869 FAX: 886-4-2463-8255
Email: sales@genereach.com